

HI981045 pH-тестер для мяса с резьбой для лезвия FC097



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

HI-981045 Foodcare Meat pH тестер специально разработан для определения pH во время обработки мяса. Этот прибор предлагает множество дополнительных функций, включая pH-электрод, разработанный специально для мяса. (Нож для резки мяса продается отдельно - C097).

Автоматическая компенсация температуры

Автоматическое отключение

Точность $\pm 0,05$ pH при 25°C

Описание

Соответствует технологическим стандартам анализа рисков и критического контроля (НАССР)

pH-электрод со сменным электролитом моста

pH-электрод имеет внешнюю рукавную диафрагму, которую можно снять и очистить. После очистки добавляется небольшое количество входящего в комплект поставки гелевого электролита и диафрагма обновляется, что улучшает измерение pH и продлевает срок службы прибора.

Низкотемпературное стекло (LT)

В наконечнике pH электрода используется специальное низкотемпературное стекло (LT), предназначенное для быстрой стабилизации и получения точных результатов при низких температурах, что обеспечивает идеальное сопротивление измерительной цепи

Конический наконечник

Обеспечивает легкое проникновение в твердые и полутвердые продукты, что необходимо при проведении прямых измерений в мясе.

Имеется съемная лопатка для мяса из нержавеющей стали

Насадка HI-981045 оснащена резьбой в основании для совместимости с ножом для мяса из нержавеющей стали FC097 (дополнительный аксессуар)..

Корпус PVDF

Поливинилиденфторид (ПВДФ) - это пищевой пластик, устойчивый к воздействию большинства химических веществ и растворителей, включая гипохлорит натрия. Он обладает высокой износостойкостью, механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. ПВДФ также устойчив к росту грибков.

Большой ЖК-дисплей

На улучшенном ЖК-дисплее отображаются показания измерений, индикатор стабильности, индикатор низкого заряда батареи и калибровочные метки.

Автоматическая калибровка

Тестер автоматически калибруется по одной или двум точкам. Калибровочные буферы распознаются автоматически, и после калибровки на дисплее отображаются значения используемого буфера

Автоматическая температурная компенсация

Индикатор стабильности

Индикатор в виде песочных часов отображается на ЖК-дисплее до тех пор, пока не будут получены стабильные показания. Как только показания стабилизируются, индикатор исчезнет и можно будет снять показания.

Автоматическое отключение

Прибор можно настроить на автоматическое выключение через 8 или 60 минут для экономии заряда батареи в случае, если тестер не выключен. Функция автоматического выключения также может быть отключена.

Диагностика датчика

Во время калибровки на дисплее прибора отобразится сообщение об ошибке (Err), предупреждающее о необходимости очистки датчика.

Длительный срок службы батареи

Тестер обладает исключительным сроком службы батареи - около 800 часов. Когда заряд батареи заканчивается, индикатор низкого заряда батареи мигает.

Характеристики

Диапазон: 0.00 до 12.00 pH

Разрешение:	0.01 pH
Точность:	±0.05 pH @ 25°C
Калибровка:	Одно- или двухточечная
Электрод:	Встроенный датчик для конкретного применения, стеклянный, низкотемпературный
Совместимость с лезвиями:	Да – FC097
Тип батареи:	CR2032 Литий-ионная (Li-io)
Срок службы батареи:	Около 800 часов непрерывной работы
Автоматическое отключение:	8 минут, 60 минут или может быть деактивирован
Среда:	0 до 50°C, относительная влажность не более 95%
Размеры:	51 x 148 x 21 мм
Вес:	45 г
Информация для заказа:	Поставляется в комплекте с 2 пакетиками буферного раствора pH 4,01, 2 пакетиками буферного раствора pH 7,01, 2 пакетиками раствора для очистки электродов, гелеобразным мостовым электролитом, раствором для хранения электродов, литий-ионным аккумулятором CR2023 3V, сертификатом качества и инструкцией по эксплуатации
Принадлежности – приобретаются отдельно:	Насадка-нож для мяса из нержавеющей стали FC097

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город