

HI9810362 pH-тестер для мяса (с Bluetooth®)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Точный и простой в использовании беспроводной pH-тестер HALO2 для мяса, идеально подходит для измерения pH во время обработки мяса.

- - Встроенный датчик температуры
- - pH
- - Совместимый с приложением Hanna Lab
- - Беспроводной

Описание

Особенности

- Компактный водонепроницаемый корпус и автоматическая калибровка pH в трех или четырех точках при использовании с приложением Hanna Lab
- Показания с автоматической температурной компенсацией
- Встроенный датчик температуры на конце pH-электрода позволяет быстро определять температуру образца и получать высокоточные показания температуры
- Быстрые и стабильные показания благодаря конструкции с двойным переходом, в которой раствор электролита, не содержащий серебра, взаимодействует с образцом, что делает электрод менее подверженным засорению и гарантирует быструю реакцию и стабильные показания
- Корпус из PVDF пищевого качества – материал легко моется и дезинфицируется. Корпус из PVDF устойчив к воздействию большинства химических веществ (например, растворителей, гипохлорита натрия), ультрафиолета и грибков, а также обладает высокой стойкостью к истиранию и механической

прочностью

- Конический наконечник обеспечивает легкое проникновение в твердые и полутвердые продукты, такие как мясо и колбасы
- Простая очистка pH-электрода - Наружная соединительная муфта из PVDF может быть снята для очистки, дезинфекции и обновления (с помощью прилагаемого гелевого электролита) внешней контрольной зоны. После очистки добавляется небольшое количество электролита и соединение обновляется, что улучшает качество измерений и продлевает срок службы тестера
- При помощи меток стабильности результаты измерений отправляются в приложение Hanna Lab только после достижения стабильности измерений
- Приложение Hanna доступно в App Store® и Google Play

Характеристики

pH:	0.00 до 12.00 pH
mV*:	pH/mV соотношение
Температура:	0.0 до 60.0°C
pH:	0.01 или 0.1 pH
mV*:	0.1 or 1 mV
Температура:	0.1°C
pH:	±0.05 pH
Температура:	±0.5°C
Калибровка:	До трех или четырех точек* Автоматическое распознавание буфера со стандартными буферами
Температурная компенсация:	Автоматическая (ATC) или ручная (MTC)

Электрод:	Встроенный датчик для специального применения
Материал корпуса:	поливинилиденфторид (PVDF)
Стекло:	Низкая температура
Диафрагма:	Открытая
Референсный электрод:	Двойной, Ag/AgCl
Электролит:	Гель (многоразового использования)
Наконечник/форма:	Конический Ø6 x 10 мм
Наружный диаметр:	8 мм
Длина:	75 мм
Тип батареи:	Литиевая CR2032 3V
Срок службы батареи:	Приблизительно 1000 часов (500 часов при включенном Bluetooth)
Окружающая среда:	0 до 50°C;
Класс защиты IP:	IP65
Размеры:	51 x 150 x 21мм
Вес:	45г
Информация для заказа:	HI-9810362 (HALO2) поставляется в комплекте со стартовым набором, состоящим из пакетика с буферным раствором pH 4,01 (2), пакетика с буферным раствором pH 7,01 (2), пакетика с чистящим раствором для мяса, жира и жирорастворимых веществ (2), раствора для хранения электродов (флакон-капельница), гелеобразного электролита (флакон-капельница), Литиевая батарея 3 В – CR2032, сертификат качества прибора и инструкция по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город